

Ταυτοποίηση άγνωστων ομάδων αίματος**Υλικά**

4 δείγματα άγνωστων ομάδων αίματος



Φιαλίδιο με αντισώματα Α (anti- A)



Φιαλίδιο με αντισώματα Β (anti- B)



Φιαλίδιο με αντισώματα Rh (anti- Rh)



Για κάθε δείγμα:

1. σημειώστε τον αριθμό του
2. με + τη δημιουργία ιζήματος
3. με - τη μη δημιουργία ιζήματος για κάθε στάγωνα.
4. Στη συνέχεια να βρείτε την Ο.Α.

	ANT-A	ANT-B	Rh
Δείγμα			
Το δείγμα ανήκει στην Ομάδα , Rhesus			

	ANT-A	ANT-B	Rh
Δείγμα			
Το δείγμα ανήκει στην Ομάδα , Rhesus			

	ANT-A	ANT-B	Rh
Δείγμα			
Το δείγμα ανήκει στην Ομάδα , Rhesus			

	ANT-A	ANT-B	Rh
Δείγμα			
Το δείγμα ανήκει στην Ομάδα , Rhesus			